

DUNE 
PRODUTOS ORTOPÉDICOS

CATÁLOGO

2024





Quem Somos

Bem-vindo à DUNE Produtos Ortopédicos, nossa paixão é oferecer soluções inovadoras e de alta qualidade para aqueles que enfrentam desafios de mobilidade. Estamos profundamente comprometidos em proporcionar uma vida com acessibilidade, segurança, conforto e bem-estar através de nossa linha completa de cadeiras de rodas e cadeiras de banho, desenvolvidas com a mais avançada tecnologia.

Constituída em 2006, em Colombo/PR, nossa fábrica é o coração de nossas operações, onde combinamos expertise e paixão para criar e desenvolver produtos ortopédicos que fazem a diferença na vida das pessoas. Temos orgulho em ser uma indústria brasileira, que investe constantemente em tecnologia e projetos sustentáveis.

Na DUNE, a qualidade é nossa prioridade, e seguimos rigorosamente a legislação e normas aplicáveis para entregar produtos que atendem aos mais altos padrões. Acreditamos que cada produto que fabricamos é uma contribuição para melhorar a qualidade de vida daqueles com mobilidade reduzida.

Nossa Missão

Na DUNE, nossa missão é ir além do reconhecimento nacional. Desejamos ser reconhecidos não apenas pela qualidade de nossos produtos, mas para que nossos clientes se sintam verdadeiramente compreendidos e apoiados, criando uma experiência de cuidado para cada cliente.

Nossa Visão

Olhamos além das necessidades ortopédicas, visualizando uma vida plena e ativa para todos. Nossa visão é ser mais do que fabricantes; aspiramos a ser facilitadores, pensando e desenvolvendo produtos que garantem qualidade de vida.

Nossos Valores

Nossa base é a fé em Deus, a ética e a valorização do ser humano. Esses valores são a essência que guia nossas ações, moldando a maneira como conduzimos nossos negócios e interagimos com as pessoas.



SUMÁRIO

■ Quem somos	02
■ Cadeiras de Rodas Adulto	04
■ Cadeiras de Rodas Max	11
■ Cadeiras de Rodas Kids.....	14
■ Cadeiras de Banho	18
■ Suportes	28
■ Andadores, Bastões e Muletas	29

Cadeiras de Rodas Adulto



CADEIRAS DE RODAS ADULTO



CADEIRA DE RODAS **RX40**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

- Confeccionada em aço carbono;
- Dobrável em X;
- Freios bilaterais;
- Pintura Epóxi;
- Assento e encosto em nylon impermeável;
- Rodas traseiras diâmetro 24" com rolamentos blindados;
- Rodas dianteiras injetadas diâmetro 6";
- Apoios de braços fixos;
- Apoios de pés fixos;
- Pneus maciços, infláveis ou antifuro.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	42 cm
Profundidade do assento (interno)	42 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	65 cm
Largura fechada (eixo a eixo)	27 cm
Peso	12 kg
Cor	Preto
Capacidade	90KG

Registro Anvisa N° 81354110002
Produto certificado Inmetro



ACESSÓRIOS



Kit assento/encosto
almofadado



Bolsa prontuário



Faixa para pernas



Colete torácico



Cinto pélvico

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- **RX40 RI** - Rodas traseiras em alumínio raiadas e pneus infláveis;
- **RX40 NM** - Rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **RX40 NI** - Rodas traseiras em nylon e pneus infláveis;
- **RX40 NA** - Rodas traseiras em nylon e pneus antifuro;
- **RX40 NM COMFORT** - Rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **RX40 NA COMFORT** - Rodas traseiras em nylon e pneus antifuro.



CADEIRA DE RODAS RX50

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



- Confeccionada em aço carbono;
- Dobrável em X;
- Freios bilaterais;
- Pintura epóxi;
- Assento e encosto em nylon impermeável;
- Rodas traseiras diâmetro 24" com rolamentos blindados;
- Rodas dianteiras injetadas diâmetro 6";
- Apoios de braços removíveis;
- Apoios de pés removíveis, reguláveis e retráteis;
- Pneus maciços, infláveis ou antifuro.

Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	42 cm
Profundidade do assento (interno)	42 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	65 cm
Largura fechada (eixo a eixo)	27 cm
Peso	12 kg
Cor	Preto
Capacidade	90KG

Registro Anvisa N° 81354110002
Produto certificado Inmetro



ACESSÓRIOS



Kit assento/encosto almofadado



Bolsa prontuário



Faixa para pernas



Colete torácico



Cinto pélvico

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- **RX50 RI** - Rodas traseiras em alumínio raiadas e pneus infláveis;
- **RX50 NM** - Rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **RX50 NI** - Rodas traseiras em nylon e pneus infláveis;
- **RX50 NA** - Rodas traseiras em nylon e pneus antifuro;



CADEIRA DE RODAS RX60

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

- Confeccionada em aço carbono;
- Dobrável em X;
- Freios bilaterais;
- Pintura epóxi;
- Assento e encosto em nylon impermeável;
- Rodas traseiras diâmetro 24" com rolamentos blindados;
- Rodas dianteiras injetadas diâmetro 6";
- Apoios de braços fixos ou removíveis;
- Sistema inteligente de elevação de pernas - elevável, regulável, removível com pedal retrátil;
- Pneus maciços, infláveis ou antifuro.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	42 cm
Profundidade do assento (interno)	42 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	65 cm
Largura fechada (eixo a eixo)	30 cm
Peso	14 kg
Cor	Preto
Capacidade	90KG

ACESSÓRIOS

Registro Anvisa N° 81354110002
Produto certificado Inmetro



Kit assento/encosto almofadado



Bolsa prontuário



Faixa para pernas



Colete torácico



Cinto pélvico

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- **RX60 BF RI** - Braços fixos, rodas traseiras em alumínio raiadas e pneus infláveis;
- **RX60 BF NM** - Braços fixos, rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **RX60 BF NI** - Braços fixos, rodas traseiras em nylon e pneus infláveis;
- **RX60 BF NA** - Braços fixos, rodas traseiras em nylon e pneus antifuro;
- **RX60 BF NM CONFORT** - Braços fixos, rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **RX 60 BF NA CONFORT** - Braços fixos, rodas traseiras em nylon e pneus anti furo;
- **RX60 BR RI** - Braços removíveis, rodas traseiras em alumínio raiadas e pneus infláveis;
- **RX60 BR NM** - Braços removíveis, rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **RX60 BR NI** - Braços removíveis, rodas traseiras em nylon e pneus infláveis;
- **RX60 BR NA** - Braços removíveis, rodas traseiras em nylon e pneus antifuro.

CADEIRA DE RODAS RX80

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

- Confeccionada em aço carbono;
- Dobrável em X;
- Freios bilaterais;
- Pintura epóxi;
- Assento e encosto em nylon impermeável;
- Rodas traseiras diâmetro 24" com rolamentos blindados;
- Rodas dianteiras injetadas diâmetro 6" com rolamentos blindados;
- Garfos dianteiros injetados com rolamentos blindados no eixo vertical;
- Apoios de braços fixos;
- Apoios de pés fixos;
- Pneus maciços, infláveis ou antifuro.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	42 cm
Profundidade do assento (interno)	42 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	65 cm
Largura fechada (eixo a eixo)	33 cm
Peso	12 kg
Cor	Preto
Capacidade	110KG

Registro Anvisa N° 81354110002
Produto certificado Inmetro



ACESSÓRIOS



Kit assento/encosto
almofadado



Bolsa prontuário



Faixa para pernas



Colete torácico



Cinto pélvico

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- **RX80 RI** - Rodas traseiras em alumínio raiadas e pneus infláveis;
- **RX80 NM** - Rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **RX80 NI** - Rodas traseiras em nylon e pneus infláveis;
- **RX80 NA** - Rodas traseiras em nylon e pneus antifuro;
- **RX80 NM COMFORT** - Rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **RX80 NA COMFORT** - Rodas traseiras em nylon e pneus antifuro.



CADEIRA DE RODAS ACTIVE ADULTO



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Dobrável em X;
- Freios bilaterais reguláveis;
- Pintura Epóxi;
- Protetor lateral de roupas;
- Assento e encosto em nylon impermeável almofadado;
- Almofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessura;
- Rodas traseiras diâmetro 24" com rolamentos blindados;
- Rodas dianteiras injetadas diâmetro 6" com rolamentos blindados;
- Garfos dianteiros injetados com rolamentos blindados no eixo vertical;
- Apoios de braços emborrachados e escamoteáveis;
- Apoios de pés reguláveis, removíveis e rebatíveis lateralmente;
- Faixa para pernas;
- Pneus maciços, infláveis ou antifuro.

ACESSÓRIOS



Colete torácico



Cinto pélvico



Bolsa prontuário



Rodas anti-tombo

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	44/48 cm
Profundidade do assento (interno)	42 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	67/71cm
Largura fechada (eixo a eixo)	37cm
Peso	17 kg
Cor	Preto
Capacidade	120KG

Registro Anvisa N° 81354110002
Produto certificado Inmetro



CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- **ACTIVE ADULTO RI** - Rodas traseiras em alumínio raiadas e pneus infláveis;
- **ACTIVE ADULTO NM** - Rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **ACTIVE ADULTO NI** - Rodas traseiras em nylon e pneus infláveis;
- **ACTIVE ADULTO NA** - Rodas traseiras em nylon e pneus antifuro.



CADEIRA DE RODAS ACTIVE ADULTO COM ELEVAÇÃO DE PERNAS



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Dobrável em X;
- Freios bilaterais reguláveis;
- Pintura epóxi;
- Protetor lateral de roupas;
- Assento e encosto em nylon impermeável almofadado;
- Almofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessura;
- Rodas traseiras diâmetro 24" com rolamentos blindados;
- Rodas dianteiras injetadas diâmetro 6" com rolamentos blindados;
- Garfos dianteiros injetados com rolamentos blindados no eixo vertical;
- Apoios de braços emborrachados e escamoteáveis;
- Sistema inteligente de elevação de pernas - elevável, regulável, removível com pedal retrátil;
- Faixa para pernas;
- Pneus maciços, infláveis ou antifuro.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	44/48 cm
Profundidade do assento (interno)	42 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	67/71 cm
Largura fechada (eixo a eixo)	37 cm
Peso	19 kg
Cor	Preto
Capacidade	120KG

Registro Anvisa N° 81354110002
Produto certificado Inmetro



ACESSÓRIOS



Cinto pélvico



Colete torácico



Bolsa prontuário



Rodas anti-tombo

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- **ACTIVE ADULTO EP RI** - Elevação de pernas, rodas traseiras em alumínio raiadas e pneus infláveis;
- **ACTIVE ADULTO EP NM** - Elevação de pernas, rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **ACTIVE ADULTO EP NI** - Elevação de pernas, rodas traseiras em nylon e pneus infláveis;
- **ACTIVE ADULTO EP NA** - Elevação de pernas, rodas traseiras em nylon e pneus antifuro.

Cadeiras de Rodas Max



CADEIRAS DE RODAS MAX



CADEIRA DE RODAS **ACTIVE MAX**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

- Confeccionada em aço carbono;
- Dobrável em X;
- Barra extra de sustentação no chassi;
- Freios bilaterais reguláveis;
- Pintura epóxi;
- Protetor lateral de roupas;
- Assento e encosto em nylon impermeável almofadado;
- Almofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessura;
- Rodas traseiras diâmetro 24" com rolamentos blindados;
- Rodas dianteiras injetadas diâmetro 6" com rolamentos blindados;
- Garfos dianteiros injetados com rolamentos blindados no eixo vertical;
- Apoios de braços emborrachados e escamoteáveis;
- Apoios de pés reguláveis, removíveis e rebatíveis lateralmente;
- Faixa para pernas;
- Pneus maciços, infláveis ou antifuro.

ACESSÓRIOS



Cinto pélvico



Colete torácico



Bolsa prontuário



Rodas anti-tombo

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	55 cm
Profundidade do assento (interno)	42 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	78 cm
Largura fechada (eixo a eixo)	37 cm
Peso	18 kg
Cor	Preto
Capacidade	140KG

Registro Anvisa N° 81354110002
Produto certificado Inmetro



CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- **ACTIVE MAX RI** - Rodas traseiras em alumínio raiadas e pneus infláveis;
- **ACTIVE MAX NM** - Rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **ACTIVE MAX NI** - Rodas traseiras em nylon e pneus infláveis;
- **ACTIVE MAX NA** - Rodas traseiras em nylon e pneus antifuro.



CADEIRA DE RODAS ACTIVE MAX COM ELEVAÇÃO DE PERNAS



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Dobrável em X;
- Barra extra de sustentação no chassi;
- Freios bilaterais reguláveis;
- Pintura epóxi;
- Protetor lateral de roupas;
- Assento e encosto em nylon impermeável almofadado;
- Almofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessura;
- Rodas traseiras diâmetro 24" com rolamentos blindados;
- Rodas dianteiras injetadas diâmetro 6" com rolamentos blindados;
- Garfos dianteiros injetados com rolamentos blindados no eixo vertical;
- Apoios de braços emborrachados e escamoteáveis;
- Sistema inteligente de elevação de pernas - elevável, regulável, removível com pedal retrátil;
- Faixa para pernas;
- Rodas anti-tombo;
- Pneus maciços, infláveis ou antifuro;

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	55 cm
Profundidade do assento (interno)	42 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	78 cm
Largura fechada (eixo a eixo)	37 cm
Peso	19 kg
Cor	Preto
Capacidade	140KG

Registro Anvisa N° 81354110002
Produto certificado Inmetro



CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- **ACTIVE MAX EP RI** - Elevação de pernas, rodas traseiras em alumínio raiadas e pneus infláveis;
- **ACTIVE MAX EP NM** - Elevação de pernas, rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **ACTIVE MAX EP NI** - Elevação de pernas, rodas traseiras em nylon e pneus infláveis;
- **ACTIVE MAX EP NA** - Elevação de pernas, rodas traseiras em nylon e pneus antifuro.

ACESSÓRIOS



Cinto pélvico



Colete torácico



Bolsa prontuário

Cadeiras de Rodas Kids



CADEIRAS DE RODAS KIDS



CADEIRA DE RODAS **ACTIVE KIDS**



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Dobrável em X;
- Freios bilaterais reguláveis;
- Pintura epóxi;
- Protetor de roupa;
- Assento e encosto em nylon impermeável almofadado;
- Almofada em espuma de alta densidade com 5 cm de espessura;
- Rodas traseiras diâmetro 20" com rolamentos blindados;
- Rodas dianteiras injetadas diâmetro 6" com rolamentos blindados;
- Garfos dianteiros injetados com rolamentos blindados no eixo vertical;
- Apoios de braços emborrachados e escamoteáveis;
- Apoios de pés reguláveis, removíveis e rebatíveis lateralmente;
- Faixa para pernas;
- Pneus infláveis ou antifuro.

ACESSÓRIOS



Colete torácico



Cinto pélvico



Bolsa prontuário



Rodas anti-tombo

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	36 cm
Profundidade do assento (interno)	42 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	58 cm
Largura fechada (eixo a eixo)	35 cm
Peso	14 kg
Cor	Preto
Capacidade	70KG

Registro Anvisa N° 81354110002
Produto certificado Inmetro



CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- **ACTIVE KIDS RI** - Rodas traseiras em alumínio raiadas e pneus infláveis;
- **ACTIVE KIDS NA** - Rodas traseiras em nylon e pneus antifuro.



CADEIRA DE RODAS ACTIVE KIDS COM ELEVAÇÃO DE PERNAS



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Dobrável em X;
- Barra extra de sustentação no chassi;
- Freios bilaterais reguláveis;
- Pintura epóxi;
- Protetor lateral de roupas;
- Assento e encosto em nylon impermeável almofadado;
- Almofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessura;
- Rodas traseiras diâmetro 20" com rolamentos blindados;
- Rodas dianteiras injetadas diâmetro 6" com rolamentos blindados;
- Garfos dianteiros injetados com rolamentos blindados no eixo vertical;
- Apoios de braços emborrachados e escamoteáveis;
- Sistema inteligente de elevação de pernas - elevável, regulável, removível com pedal retrátil;
- Faixa para pernas;
- Pneus maciços, infláveis ou antifuro.

ACESSÓRIOS



Colete torácico



Cinto pélvico



Bolsa prontuário



Rodas anti-tombo

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	36 cm
Profundidade do assento (interno)	42 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	58 cm
Largura fechada (eixo a eixo)	35 cm
Peso	15 kg
Cor	Preto
Capacidade	70KG

Registro Anvisa N° 81354110002
Produto certificado Inmetro



CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- **ACTIVE KIDS EP RI** - Rodas traseiras em alumínio raiadas e pneus infláveis;
- **ACTIVE KIDS EP NA** - Rodas traseiras em nylon e pneus antifuro.



CADEIRA DE RODAS **RX60 KIDS**



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Dobrável em X;
- Freios bilaterais reguláveis;
- Pintura epóxi;
- Assento e encosto em nylon impermeável;
- Rodas traseiras diâmetro 20" com rolamentos blindados;
- Rodas dianteiras injetadas diâmetro 6";
- Apoios de braços removíveis;
- Sistema inteligente de elevação de pernas - elevável, regulável, removível com pedal retrátil;
- Pneus infláveis ou antifuro.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	36 cm
Profundidade do assento (interno)	42 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	60 cm
Largura fechada (eixo a eixo)	30 cm
Peso	13 kg
Cor	Preto
Capacidade	70KG

ACESSÓRIOS



Kit assento/encosto almofadado



Bolsa prontuário



Faixa para pernas



Colete torácico



Cinto pélvico

Registro Anvisa N° 81354110002
Produto certificado Inmetro



CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- **RX60 KIDS RI** - Rodas traseiras em alumínio raiadas e pneus infláveis;
- **RX60 KIDS NA** - Rodas traseiras em nylon e pneus antifuro.

Cadeiras de Banho



CADEIRAS DE BANHO



CADEIRA DE BANHO CH100



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Estrutura fixa;
- Pintura epóxi;
- Rodas dianteiras fixas injetadas diâmetro 6";
- Rodas traseiras injetadas diâmetro 6" com garfo giratório;
- Freios dianteiros;
- Assento sanitário com abertura frontal;
- Encosto em nylon impermeável;
- Apoio de pés fixos;
- Apoios de braços fixos.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	40 cm
Profundidade do assento (interno)	40 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	55 cm
Peso	5 kg
Cor	Preto
Capacidade	90KG

Registro Anvisa N° 81354110001





CADEIRA DE BANHO CH101



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Estrutura fixa;
- Pintura epóxi;
- Rodas dianteiras fixas injetadas diâmetro 6";
- Rodas traseiras injetadas diâmetro 6" com garfo giratório;
- Freios dianteiros;
- Assento sanitário com abertura frontal;
- Encosto em nylon impermeável;
- Apoio de pés escamoteável;
- Apoios de braços fixos.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	40 cm
Profundidade do assento (interno)	40 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	55 cm
Peso	6 kg
Cor	Preto
Capacidade	90KG

Registro Anvisa N° 81354110001





CADEIRA DE BANHO CH101 COLETOR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



- Confeccionada em aço carbono;
- Estrutura fixa;
- Pintura Epóxi;
- Rodas dianteiras fixas injetadas diâmetro 6";
- Rodas traseiras injetadas diâmetro 6" com garfo giratório;
- Freios dianteiros;
- Assento sanitário com abertura frontal;
- Coletor plástico;
- Encosto em nylon impermeável;
- Apoio de pés escamoteável;
- Apoios de braços fixos.

Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	40 cm
Profundidade do assento (interno)	40 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	55 cm
Peso	6 kg
Cor	Preto
Capacidade	90KG

Registro Anvisa N° 81354110001





CADEIRA DE BANHO CH102



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Estrutura fixa;
- Pintura Epóxi;
- Rodas dianteiras fixas injetadas diâmetro 6";
- Rodas traseiras injetadas diâmetro 6" com garfo giratório;
- Freios dianteiros;
- Assento sanitário com abertura frontal;
- Encosto em nylon impermeável;
- Apoio de pés escamoteável;
- Apoios de braços escamoteáveis.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	42 cm
Profundidade do assento (interno)	40 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	55 cm
Peso	6 kg
Cor	Preto
Capacidade	90KG

Registro Anvisa N° 81354110001





CADEIRA DE BANHO **CHD203**



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Estrutura dobrável;
- Pintura epóxi;
- Rodas dianteiras fixas injetadas diâmetro 6";
- Rodas traseiras injetadas diâmetro 6" com garfo giratório;
- Freios dianteiros;
- Assento sanitário com abertura frontal;
- Encosto em nylon impermeável;
- Apoio de pés escamoteável;
- Apoios de braços escamoteáveis.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	40 cm
Profundidade do assento (interno)	40 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	55 cm
Peso	8 kg
Cor	Preto
Capacidade	90KG

Registro Anvisa N° 81354110001





CADEIRA DE BANHO CH224



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Estrutura fixa;
- Pintura epóxi;
- Rodas traseiras diâmetro 24" com rolamentos blindados;
- Pneus maciços ou antifuro;
- Rodas dianteiras injetadas diâmetro 6" com rolamentos blindados no eixo vertical;
- Freios traseiros;
- Assento sanitário com abertura frontal;
- Encosto em nylon impermeável;
- Apoio de pés escamoteável;
- Apoios de braços escamoteáveis.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento	45 cm
Profundidade do assento (interno)	40 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	63 cm
Peso	11 kg
Cor	Preto
Capacidade	110KG

Registro Anvisa N° 81354110001





CADEIRA DE BANHO CHM301



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Estrutura fixa;
- Pintura epóxi;
- Rodas dianteiras fixas injetadas diâmetro 6";
- Rodas traseiras injetadas diâmetro 6" com garfo giratório;
- Freios dianteiros;
- Assento sanitário com abertura frontal;
- Encosto em nylon impermeável;
- Apoio de pés escamoteável;
- Apoios de braços fixos.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	50 cm
Profundidade do assento (interno)	40 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	66 cm
Peso	6 kg
Cor	Preto
Capacidade	130KG

Registro Anvisa N° 81354110001





CADEIRA DE BANHO CHM301 COLETOR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

- Confeccionada em aço carbono;
- Estrutura fixa;
- Pintura epóxi;
- Rodas dianteiras fixas injetadas diâmetro 6";
- Rodas traseiras injetadas diâmetro 6" com garfo giratório;
- Freios dianteiros;
- Assento sanitário com abertura frontal;
- Coletor plástico;
- Encosto em nylon impermeável;
- Apoio de pés escamoteável;
- Apoios de braços fixos.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	50 cm
Profundidade do assento (interno)	40 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	66 cm
Peso	6 kg
Cor	Preto
Capacidade	130KG

Registro Anvisa N° 81354110001





CADEIRA DE BANHO CHM302



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Estrutura fixa;
- Pintura epóxi;
- Rodas dianteiras fixas injetadas diâmetro 6";
- Rodas traseiras injetadas diâmetro 6" com garfo giratório;
- Freios dianteiros;
- Assento sanitário com abertura frontal;
- Encosto em nylon impermeável;
- Apoio de pés escamoteável;
- Apoios de braços escamoteáveis.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	54 cm
Profundidade do assento (interno)	40 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	66 cm
Peso	7 kg
Cor	Preto
Capacidade	130KG

Registro Anvisa N° 81354110001



Suportes



SUPORES




SUPORE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA CADEIRA DE RODAS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Estrutura em aço com pintura epóxi na cor preta;
- Suporte para fixação na cadeira de rodas em aço com pintura epóxi na cor preta;
- Fixação fácil através de parafuso e porca borboleta;
- Dois cintos ajustáveis com velcro para prender o cilindro;
- Capacidade para cilindros até 5 quilos.

SUPORE DE SORO PARA CADEIRA DE RODAS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Haste em aço carbono zincado com dois ganchos e altura regulável;
- Suporte para fixação na cadeira de rodas em aço com pintura epóxi na cor preta;
- Fixação fácil através de parafuso e porca borboleta.



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Altura máxima	1.22 metros
Altura mínima	1.02 metros
Peso	700 gramas

Registro Anvisa N° 81354110003

Andadores, bastões e muletas



ANDADORES, BASTÕES E MULETAS



ANDADOR FIXO DUAS BARRAS



- Tubos de alumínio 7/8" em arco nas laterais, com manoplas de borracha para apoio das mãos.
- Base frontal com tubos de alumínio 1" vertical e 3/4" horizontal, na cor preta, com pintura eletrostática e pinos de pressão nas laterais para travamento nos tubos de alumínio.
- Tubos de alumínio 3/4" nos 4 pés, com ponteiros de borracha, 6 furos para regulagem com pinos de pressão.

ANDADOR FIXO DUAS BARRAS COM RODAS



- Tubos de alumínio 7/8" em arco nas laterais, com manoplas de borracha para apoio das mãos.
- Base frontal com tubos de alumínio 1" vertical e 3/4" horizontal, na cor preta, com pintura eletrostática e pinos de pressão nas laterais para travamento nos tubos de alumínio.
- Tubos de alumínio 3/4" nos 4 pés, com ponteiros de borracha traseiras e rodas de polipropileno frontais, e 6 furos para regulagem com pinos de pressão.

ANDADOR INFANTIL FIXO DUAS BARRAS



- Tubos de alumínio 7/8" em arco nas laterais, com manoplas de borracha para apoio das mãos.
- Base frontal com tubos de alumínio 1" vertical e 3/4" horizontal, na cor preta, com pintura eletrostática e pinos de pressão nas laterais para travamento nos tubos de alumínio.
- Tubos de alumínio 3/4" nos 4 pés, com ponteiros de borracha, 6 furos para regulagem com pinos de pressão.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Tamanho	Adulto
Altura	Mín: 76cm Máx: 88cm
Largura	45 cm
Peso	1,7 kg
Capacidade máxima	100KG

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Tamanho	Adulto
Altura	Mín: 76cm Máx: 88cm
Largura	45 cm
Peso	1,7 kg
Capacidade máxima	100 KG

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Tamanho	Infantil
Altura	Mín: 55cm Máx: 66cm
Largura	36 cm
Peso	1,4 kg
Capacidade máxima	100KG



ANDADOR INFANTIL FIXO DUAS BARRAS COM RODAS



- Tubos de alumínio 7/8" em arco nas laterais, com manoplas de borracha para apoio das mãos.
- Base frontal com tubos de alumínio 1" vertical e 3/4" horizontal, na cor preta, com pintura eletrostática e pinos de pressão nas laterais para travamento nos tubos de alumínio.
- Tubos de alumínio 3/4" nos 4 pés, com ponteiros de borracha traseiras e rodas de polipropileno frontais, e 6 furos para regulagem com pinos de pressão.

BASTÃO ORTOPÉDICO



- Tubo superior de alumínio 7/8" com 8 furos para regulagem de altura e cabo plástico de polipropileno encaixado.
- Tubo inferior de alumínio 3/4", com pinos de pressão para regulagem de altura e ponteira de borracha encaixada na base.

BASTÃO ORTOPÉDICO COM BASE 4 PONTAS



- Tubo superior de alumínio 7/8" com 8 furos para regulagem de altura, cabo plástico de polipropileno encaixado e pino sobre injetado para regulagem da altura.
- Base inferior com haste em tubo de alumínio 3/4" central soldada a tubos de alumínio 3/4" dobrados, toda com pintura eletrostática na cor preta e ponteiros de borracha encaixadas na base.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Tamanho	Infantil
Altura	Mín: 55cm Máx: 66cm
Largura	36 cm
Peso	1,4 kg
Capacidade máxima	100KG

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Tamanho	Adulto
Altura	Mín: 81cm Máx: 99cm
Peso	0,38 kg
Capacidade máxima	100KG

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Tamanho	Adulto
Altura	Mín: 74cm Máx: 91cm
Peso	0,5 kg
Capacidade máxima	100KG



MULETA AXILAR REGULÁVEL PAR



- Tubos laterais de alumínio 3/4" com 3 furos para regulagem de altura do apoio de mão encaixado entre os tubos.
- Apoio axilar anatômico de plástico estrutural interno (polipropileno) e plástico macio externo (PVC) encaixado no tubos laterais
- Tubo inferior de alumínio 7/8" com 12 furos para regulagem de altura com 2 conjuntos parafuso/arruela/porca de ajuste e ponteira de borracha encaixada na base.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

P / Adulto	Peso máx. 100Kg - Mín. 0,90m - Máx. 1,10m (P)
M / Adulto	Peso máx. 100Kg - Mín. 1,10m - Máx. 1,30m (M)
G / Adulto	Peso máx. 100Kg - Mín. 1,30m - Máx. 1,50m (M)

MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO - PAR



- Tubo superior de alumínio 7/8" com 8 furos para regulagem de altura e apoio de braço e mão plástico de polipropileno encaixado.
- Tubo inferior de alumínio 3/4", com pinos de pressão para regulagem de altura e ponteira de borracha encaixada na base.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Tamanho	Adulto
Altura	Míni: 1,00m Máx: 1,18m
Peso	1,40 kg
Capacidade máx.	130kg



CATÁLOGO

2024



Use o **QR CODE** para
acessar o nosso site.