



CADEIRA DE RODAS **ACTIVE ADULTO**



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Dobrável em X;
- Freios bilaterais reguláveis;
- Pintura Epóxi;
- Protetor lateral de roupas;
- Assento e encosto em nylon impermeável almofadado;
- Almofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessura;
- Rodas traseiras diâmetro 24" com rolamentos blindados;
- Rodas dianteiras injetadas diâmetro 6" com rolamentos blindados;
- Garfos dianteiros injetados com rolamentos blindados no eixo vertical;
- Apoios de braços emborrachados e escamoteáveis;
- Apoios de pés reguláveis, removíveis e rebatíveis lateralmente;
- Faixa para pernas;
- Pneus maciços, infláveis ou antifuro.

ACESSÓRIOS



Colete torácico



Cinto pélvico



Bolsa prontuário



Rodas anti-tombo

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	44/48 cm
Profundidade do assento (interno)	42 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	67/71cm
Largura fechada (eixo a eixo)	37cm
Peso	17 kg
Cor	Preto
Capacidade	120KG

Registro Anvisa N° 81354110002
Produto certificado Inmetro



CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- **ACTIVE ADULTO RI** - Rodas traseiras em alumínio raiadas e pneus infláveis;
- **ACTIVE ADULTO NM** - Rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **ACTIVE ADULTO NI** - Rodas traseiras em nylon e pneus infláveis;
- **ACTIVE ADULTO NA** - Rodas traseiras em nylon e pneus antifuro.