



CADEIRA DE RODAS ACTIVE MAX COM ELEVAÇÃO DE PERNAS



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

ACESSÓRIOS



Cinto pélvico



Colete torácico



Bolsa prontuário

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Dobrável em X;
- Barra extra de sustentação no chassi;
- Freios bilaterais reguláveis;
- Pintura epóxi;
- Protetor lateral de roupas;
- Assento e encosto em nylon impermeável almofadado;
- Almofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessura;
- Rodas traseiras diâmetro 24" com rolamentos blindados;
- Rodas dianteiras injetadas diâmetro 6" com rolamentos blindados;
- Garfos dianteiros injetados com rolamentos blindados no eixo vertical;
- Apoios de braços emborrachados e escamoteáveis;
- Sistema inteligente de elevação de pernas - elevável, regulável, removível com pedal retrátil;
- Faixa para pernas;
- Rodas anti-tombo;
- Pneus maciços, infláveis ou antifuro;

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	55 cm
Profundidade do assento (interno)	42 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	78 cm
Largura fechada (eixo a eixo)	37 cm
Peso	19 kg
Cor	Preto
Capacidade	140KG

Registro Anvisa N° 81354110002
Produto certificado Inmetro



CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- **ACTIVE MAX EP RI** - Elevação de pernas, rodas traseiras em alumínio raiadas e pneus infláveis;
- **ACTIVE MAX EP NM** - Elevação de pernas, rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **ACTIVE MAX EP NI** - Elevação de pernas, rodas traseiras em nylon e pneus infláveis;
- **ACTIVE MAX EP NA** - Elevação de pernas, rodas traseiras em nylon e pneus antifuro.