



## CADEIRA DE RODAS **ACTIVE MAX**



Imagem meramente ilustrativa  
Sujeito a alteração sem aviso prévio

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Dobrável em X;
- Barra extra de sustentação no chassi;
- Freios bilaterais reguláveis;
- Pintura epóxi;
- Protetor lateral de roupas;
- Assento e encosto em nylon impermeável almofadado;
- Almofada em espuma de alta densidade com 5cm de espessura;
- Rodas traseiras diâmetro 24" com rolamentos blindados;
- Rodas dianteiras injetadas diâmetro 6" com rolamentos blindados;
- Garfos dianteiros injetados com rolamentos blindados no eixo vertical;
- Apoios de braços emborrachados e escamoteáveis;
- Apoios de pés reguláveis, removíveis e rebatíveis lateralmente;
- Faixa para pernas;
- Pneus maciços, infláveis ou antifuro.

### ACESSÓRIOS



Cinto pélvico



Colete torácico



Bolsa prontuário



Rodas anti-tombo

### DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Largura do assento (interno)      | 55 cm |
| Profundidade do assento (interno) | 42 cm |
| Largura aberta (eixo a eixo)      | 78 cm |
| Largura fechada (eixo a eixo)     | 37 cm |
| Peso                              | 18 kg |
| Cor                               | Preto |
| Capacidade                        | 140KG |

Registro Anvisa N° 81354110002  
Produto certificado Inmetro



### CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- **ACTIVE MAX RI** - Rodas traseiras em alumínio raiadas e pneus infláveis;
- **ACTIVE MAX NM** - Rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **ACTIVE MAX NI** - Rodas traseiras em nylon e pneus infláveis;
- **ACTIVE MAX NA** - Rodas traseiras em nylon e pneus antifuro.