



CADEIRA DE RODAS RX40

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Dobrável em X;
- Freios bilaterais;
- Pintura Epóxi;
- Assento e encosto em nylon impermeável;
- Rodas traseiras diâmetro 24" com rolamentos blindados;
- Rodas dianteiras injetadas diâmetro 6";
- Apoios de braços fixos;
- Apoios de pés fixos;
- Pneus maciços, infláveis ou antifuro.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	42 cm
Profundidade do assento (interno)	42 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	65 cm
Largura fechada (eixo a eixo)	27 cm
Peso	12 kg
Cor	Preto
Capacidade	90KG

Registro Anvisa N° 81354110002
Produto certificado Inmetro



ACESSÓRIOS



Kit assento/encosto
almofadado



Bolsa prontuário



Faixa para pernas



Colete torácico



Cinto pélvico

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- **RX40 RI** - Rodas traseiras em alumínio raiadas e pneus infláveis;
- **RX40 NM** - Rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **RX40 NI** - Rodas traseiras em nylon e pneus infláveis;
- **RX40 NA** - Rodas traseiras em nylon e pneus antifuro;
- **RX40 NM COMFORT** - Rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **RX40 NA COMFORT** - Rodas traseiras em nylon e pneus antifuro.