



CADEIRA DE RODAS RX60



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Dobrável em X;
- Freios bilaterais;
- Pintura epóxi;
- Assento e encosto em nylon impermeável;
- Rodas traseiras diâmetro 24" com rolamentos blindados;
- Rodas dianteiras injetadas diâmetro 6";
- Apoios de braços fixos ou removíveis;
- Sistema inteligente de elevação de pernas - elevável, regulável, removível com pedal retrátil;
- Pneus maciços, infláveis ou antifuro.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	42 cm
Profundidade do assento (interno)	42 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	65 cm
Largura fechada (eixo a eixo)	30 cm
Peso	14 kg
Cor	Preto
Capacidade	90KG

ACESSÓRIOS



Kit assento/encosto
almofadado



Bolsa prontuário



Faixa para pernas



Colete torácico



Cinto pélvico

Registro Anvisa N° 81354110002
Produto certificado Inmetro



CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- **RX60 BF RI** - Braços fixos, rodas traseiras em alumínio raíadas e pneus infláveis;
- **RX60 BF NM** - Braços fixos, rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **RX60 BF NI** - Braços fixos, rodas traseiras em nylon e pneus infláveis;
- **RX60 BF NA** - Braços fixos, rodas traseiras em nylon e pneus antifuro;
- **RX60 BF NM CONFORT** - Braços fixos, rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **RX 60 BF NA CONFORT** - Braços fixos, rodas traseiras em nylon e pneus anti furo;
- **RX60 BR RI** - Braços removíveis, rodas traseiras em alumínio raíadas e pneus infláveis;
- **RX60 BR NM** - Braços removíveis, rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **RX60 BR NI** - Braços removíveis, rodas traseiras em nylon e pneus infláveis;
- **RX60 BR NA** - Braços removíveis, rodas traseiras em nylon e pneus antifuro.