

CADEIRA DE RODAS RX80

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

- Confeccionada em aço carbono;
- Dobrável em X;
- Freios bilaterais;
- Pintura epóxi;
- Assento e encosto em nylon impermeável;
- Rodas traseiras diâmetro 24" com rolamentos blindados;
- Rodas dianteiras injetadas diâmetro 6" com rolamentos blindados;
- Garfos dianteiros injetados com rolamentos blindados no eixo vertical;
- Apoios de braços fixos;
- Apoios de pés fixos;
- Pneus maciços, infláveis ou antifuro.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	42 cm
Profundidade do assento (interno)	42 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	65 cm
Largura fechada (eixo a eixo)	33 cm
Peso	12 kg
Cor	Preto
Capacidade	110KG

Registro Anvisa N° 81354110002
Produto certificado Inmetro



ACESSÓRIOS



Kit assento/encosto
almofadado



Bolsa prontuário



Faixa para pernas



Colete torácico



Cinto pélvico

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- **RX80 RI** - Rodas traseiras em alumínio raiadas e pneus infláveis;
- **RX80 NM** - Rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **RX80 NI** - Rodas traseiras em nylon e pneus infláveis;
- **RX80 NA** - Rodas traseiras em nylon e pneus antifuro;
- **RX80 NM COMFORT** - Rodas traseiras em nylon e pneus maciços;
- **RX80 NA COMFORT** - Rodas traseiras em nylon e pneus antifuro.