



CAD. BANHO HIDRO COMFORT CH224



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

Acessórios



KIT COLETOR



REDUTOR INFANTIL PARA CADEIRA DE BANHO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Estrutura desmontável;
- Pintura epóxi;
- Rodas traseiras diâmetro 24" com rolamentos blindados;
- Pneus maciços ou antifuro;
- Rodas dianteiras injetadas diâmetro 6" com rolamentos blindados no eixo vertical;
- Freios traseiros;
- Assento sanitário com abertura frontal;
- Encosto em nylon impermeável;
- Apoio de pés escamoteável;
- Apoios de braços escamoteáveis.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento	45 cm
Profundidade do assento (interno)	40 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	63 cm
Peso	11 kg
Cor	Prata
Capacidade	150kg

Medidas da caixa 0,80l X 0,27a x 0,78p

Registro Anvisa N°81354110001

