

CAD.BANHO EASY CHD203



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Confeccionada em aço carbono;
- Estrutura dobrável;
- Pintura epóxi;
- Rodas dianteiras fixas injetadas diâmetro 6";
- Rodas traseiras injetadas diâmetro 6" com garfo giratório;
- Freios dianteiros;
- Assento sanitário com abertura frontal;
- Encosto em nylon impermeável;
- Apoio de pés escamoteável;
- Apoios de braços escamoteáveis.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	40 cm
Profundidade do assento (interno)	40 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	55 cm
Peso	8 kg
Cor	Prata
Capacidade	100KG

Medidas da caixa 0,55l x 1,00a x 0,28p

Registro Anvisa N° 81354110001



Acessórios



KIT COLETOR



REDUTOR INFANTIL PARA CADEIRA DE BANHO