

CAD.BANHO EASY CHD204



- Confeccionada em aço carbono;
- Estrutura dobrável e desmontável;
- Pintura epóxi;
- Rodízios dianteiros diâmetro 3" com freios acoplados;
- Rodízios traseiros diâmetro 3";
- Rodízios de fácil movimentação, giram 360° sobre o próprio eixo ;
- Assento sanitário com abertura frontal;
- Encosto em nylon impermeável;
- Apoio de pés removíveis;
- Apoios de braços fixos.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Largura do assento (interno)	45 cm
Profundidade do assento (interno)	40 cm
Largura aberta (eixo a eixo)	53 cm
Peso	7 kg
Cor	Prata
Capacidade	120KG

Medidas da caixa 0,53l x 0,82a x 0,16p

Registro Anvisa N° 81354110001



Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alteração sem aviso prévio

Acessórios



KIT COLETOR



REDUTOR INFANTIL PARA CADEIRA DE BANHO